

Carpule®



**Agulha para anestesia**

Informação de produto

# Carpule®

## Agulha para anestesia

03360016



A agulha Carpule® pode ser utilizada em qualquer seringa comercialmente disponível no mercado e apresenta as seguintes propriedades:

### Compatibilidade tecidual

- Mínimo desconforto inicial;
- Boa capacidade de penetração graças ao bisel trifacetado;
- O formato do bisel indica o local ideal para a realização da penetração;
- Siliconizada para evitar inchaço tecidual.

### Segurança


- Segurança devido ao contínuo controle da garantia;
- Não-pirogênica;
- Esterilizada com raios-gama;
- Selamento duplo, garantindo a qualidade do fabricante.

### Excelente mecanismo


- Agulhas de pequeno calibre, com um diâmetro interno que reduz a resistência da injeção;
- Manuseio seguro devido à alta elasticidade;
- Agulha Carpule® em blisters triplamente selados para uma segurança ainda maior – especialmente para implantodontistas e cirurgiões.

### Informações técnicas

- Comprimento: 21 mm;
- Diâmetro: 30G, 030mm;
- Bisel: longo;
- Indicação: anestesia infiltrativa;
- Código do produto: 66005401.



Visão do bisel trifacetado.



Agulha de alta elasticidade.

### Heraeus Kulzer South America Ltda.

Rua Dr. Cândido Espinheira, nº 250  
Pacaembu - São Paulo / SP - Brasil  
CEP: 05004-000  
Fone: +55 (11) 3665-0500  
Fax: +55 (11) 3665-0502  
E-mail: [sac@heraeus-kulzer.com.br](mailto:sac@heraeus-kulzer.com.br)  
Website: [www.heraeus-kulzer.com.br](http://www.heraeus-kulzer.com.br)